



LSK-wintrich

Desinfektions- und
Dosiertechnik GmbH

e-Mail: info@LSK-Wintrich.de
Internet: www.LSK-Wintrich.de

LSK-Wintrich GmbH · Postfach 18 62 · 64608 Bensheim

LSK-Wintrich GmbH

Weidenring 11
64625 Bensheim
Telefon (0 62 51) 173-0
Fax (0 62 51) 60 84

28.10.2015

Bescheinigung ZEL12CPU/VAH Liste

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass alle in der VAH Liste (Stand: April 2015)
aufgeführten Mittel in unserem Desinfektionsdosiergerät ZEL 12 CPU verwendet
werden können.

Es muss lediglich bei einigen, z.B. sulfatierenden Mitteln, wie Descogen liquid, eine
Schlauchpumpe eingesetzt werden und bei stark gasenden Mitteln, z.B.
hochprozentige Peressigsäure, eine Pumpe mit Gasabscheider eingebaut werden.

Bei Einsatz von VE-Wasser wird die Hydraulik komplett in Edelstahl gebaut.
Entsprechend der Anforderungen von den jeweiligen Desinfektionsmitteln, bauen wir
dann das richtige Material ein.

Mit freundlichen Grüßen

LSK Wintrich GmbH

Lothar Leidner, Geschäftsführer